



# Fiche Technique et de Sécurité Atelle Grenouille

## Alu/Mousse

### Réf. N° : 33 425 01/02/03

Crée le : 07.12.2012  
Mise à jour: 10.01.2014  
Indice : c  
p 1/1

TCE1

- Classement du dispositif : Classe 1
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0607173V
- Code GMDN : 16210

#### Règle appliquée ( annexe IX)

- Non Invasif
- Non chirurgical
- Non Actif diagnostique
- Actif thérapeutique
- Non Actif Médical

Description générale	Attele en aluminium recouvert sur une surface de mousse pour l’immobilisation des doigts dit type « Grenouille ». Non stérile.		
Pièces jointes	Oui	Photo	
Référence lot	Non		
Dispositif raccordé	Non		
Dispositif Usage Unique	Oui	Unipersonnel	
Dispositif stérile	Non		
Stérilisation	Non		
Autoclavable	Non		
Nettoyage	Non	Dispositif à usage unique ne peut pas être nettoyé et réutilisé.	
Substance impropre	Produit attaquant le polyester comme le acétone Benzène, hydrocarbure, toutes substances acides pouvant attaquer l’aluminium.		
Pièces constitutives	Non		
Matières	Aluminium = AIMg3 et Mousse de Polyuréthane sur une base de Polyester		
Contient du latex	Non		
Standard fabrication	CEN 283		
Etiquetage	Oui	Référence du produit et désignation sur le sachet, nom, quantité, origine, et CE, logo usage unique. Sans mode d’emploi avec le dispositif.	
Emballage	Oui	Sachet individuel	
Stockage particulier	Oui	A l’abri du soleil	
Durée d’utilisation	Courte		
Marquage sur le DM	Non	Uniquement le sachet individuel.	
Références + extensions	33 425 01		33 425 0233 425 03
Désignation	petit		médiumlarge
Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm	Voir dessin technique		Voir dessin techniqueVoir dessin technique
Epaisseur (mm)	Alu= 1.05mm Mousse= 7 mm		Alu= 1.05mm Mousse= 7 mmAlu= 1.05mm Mousse= 7 mm
Poids net (g)+- 1%	6		70.011 kg
Couleurs	Mousse bleu		Mousse bleuMousse bleu
Résistance température (C°)	Max = + 40 Min = -10		Max = + 40 Min = -10Max = + 40 Min = -10
Utilisation	Dispositif médical permettant utilisé lors des interventions nécessitant une immobilisation des doigts		
Mode d’emploi	Prenez l’attelle selon la longueur souhaitée et choisir la taille adéquate. Placer l’attelle en « sandwich » en rabattant les côtés mousses sur la peau et sur la partie à immobiliser et faite la tenir avec un sparadrap.		
Précaution d’emploi et/ou avertissement usage unique	S’assurer que l’attelle est bien propre et sèche. Utilisable que par des personnes formées. Dispositifs à caractère unipersonnel.		
Allergie	Non		
Recyclage	Dans les bacs de déchets spéciaux contaminés hospitaliers ou médicaux si contact avec corps humain.		
DEEE/REACH	Non/Non		
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul		

Rédacteur : HEINRICH Laura  
Fonction : ARQ  
Paraphe : L.H

COMED sarl  
8 Rue Louise Michel  
67200 STRASBOURG France  
[www.comed.fr](http://www.comed.fr)